

**COMPRIMÉS PROTANET®**



Comprimés de nettoyage à base d'oxygène actif  
 Étui de 20

**COMPRIMÉS PROTANET®**  
 Réf. : HY IP 024

**GOBELET PROTANET®**



Gobelet avec panier et couvercle

**GOBELET PROTANET®**  
 Réf. : HY IP 009

**PROTASEPT® INDIVIDUELLE NEW**



Lingettes imprégnées d'une solution aux propriétés :  
 Bactéricides (Norme NF EN1040), Virucides (Norme NF EN1275)  
**NON INFLAMMABLE**

**PROTASEPT® INDIVIDUELLE**  
**Lingettes à l'unité**  
 Réf. : HY IP 008

**PROTASEPT® NEW Boîte de 12 lingettes**



Boîte de 12 lingettes  
 140 x 140 mm  
**NON INFLAMMABLE**

**PROTASEPT® par 12**  
 Réf. : HY IP 028

**PROTASEPT® NEW Boîte de 30 lingettes**



Boîte de 30 lingettes  
 140 x 140 mm  
**NON INFLAMMABLE**

**PROTASEPT® par 30**  
 Réf. : HY IP 026

**PROTASEPT® NEW Boîte de 50 lingettes**



Boîte de 50 lingettes  
 140 x 140 mm  
**NON INFLAMMABLE**

**PROTASEPT® par 50**  
 Réf. : HY IP 027

**PROTASEPT® Boîte distributrice de 90 lingettes**



Boîte distributrice de 90 lingettes  
 140 x 140mm

**PROTASEPT® BOÎTE**  
**DISTRIBUTRICE**  
 Réf. : HY IP 010

**INTRAPRO®**



Nettoyant pour intra-auriculaires et embouts. Formulation exclusive à évaporation accélérée sans dépôt gras. Sans danger pour les composants électroniques.

**INTRAPRO®**  
**Aérosol de 75/50 ml**  
**Réf. : HY IP 006**

**INTRAPRO®**  
**Aérosol de 210/150 ml**  
**Réf. : HY IP 014**

**POIRE**



Permet d'évacuer l'eau résiduelle dans le tube des embouts auditifs après nettoyage avec les comprimés PROTANET.

**POIRE**  
**Réf. : HY PR 017**

**PROTASTICK®**



Nettoyant et désinfectant sans eau pour une évaporation accélérée. Dissout rapidement le cérumen. Parfum menthe.

**PROTASTICK® Flacon de 15 ml.**  
**Réf. : HY IP 025**

**PROTAGEL® PLUS**



Émulsion lubrifiante et hydratante.  
 Facilite l'insertion de l'embout.  
 Assure une parfaite étanchéité, prévient et soulage les irritations.

**PROTAGEL® PLUS**  
**Réf. : HY IP 004**

**AGENT NATUREL LUBRIFIANT**



A base d'huile d'amandes douces.

**AGENT NATUREL LUBRIFIANT**  
**Réf. : HY IP 030**

## SEC & NET®



Dépoussiérant sec écologique.

**SEC & NET®**  
Aérosol de 210/150 ml  
Réf. : HY IP 007  
  
Aérosol de 650/500 ml  
Réf. : HY IP 015

## CAPSULES HYDROSTOP® Ø 30 MM



Durée de validité de 4 à 6 mois après ouverture.  
Étui de 4 capsules Ø 30 mm.

**CAPSULES HYDROSTOP®**  
Ø 30 MM  
Réf. : HY IP 016

## CAPSULES HYDROSTOP® Ø 60 MM



Durée de validité de 4 à 6 mois après ouverture.  
Étui de 2 capsules Ø 60 mm.

**CAPSULES HYDROSTOP®**  
Ø 60 MM  
Réf. : HY IP 023

## CAPSULE HYDROSTOP® Ø 60 MM



Durée de validité de 4 à 6 mois après ouverture.  
Capsule Ø 60 mm

**CAPSULE HYDROSTOP®**  
Ø 60 MM  
Réf. : HY IP 022

## BOÎTE HYDROSTOP®



Boîte plastique étanche avec fond en mousse pour capsules  
HYDROSTOP®  
Ø 30 ou 60 mm

**BOÎTE HYDROSTOP®**  
Réf. : HY IP 020

### POCHETTE CHAUFFANTE HEBA® THERM



Élimine la condensation. Pour tous les types d'appareils auditifs. La boucle thermique intégrée assure une température de séchage constante et homogène. Sa manipulation est très simple. Faible consommation électrique (4,5 watts). Prolonge la durée de vie de vos appareils. Alimentation secteur (220V).  
 Dimensions : 15 x 16 cm

Durée du cycle 1 à 2 heures (48°).

**POCHETTE CHAUFFANTE  
 HEBA® THERM**  
 Réf. : AC HY PC1

### ZEPHYR



Le Zéphyr de Dry and Store est spécialement conçu pour l'entretien des aides auditives (intra, contour). Une utilisation quotidienne du système ZEPHYR améliore la performance et la longévité des aides auditives.

Poids : 0,4 kg.  
 Taille : 9,1 cm x 15 cm x 7,1 cm  
 1 Dry Brik fournie.

Durée du cycle 8 heures (36 à 40°).

**ZEPHYR**  
 Réf. : AC HY PC3

### DRY BRIK



Recharge pour zéphyr  
 Durée de vie 2 mois. Vendue par lot de 3

**DRY BRIK**  
 Réf. : AC HY PC4

### SACHET DE SÉCHAGE



Petit modèle, pour contours et intras,  
 Dimensions : 140 x 95 mm

**SACHET DE SÉCHAGE**  
 Petit modèle  
 Réf. : HY PR 027

## NETTOYAGE, DÉSINFECTION, SÉCHAGE

### PERFECT CLEAN « NOUVELLE FORMULE »



Nettoyage haute définition pour tous types d'aides auditives d'un simple geste :

- Nettoyage : élimine le cérumen
- Désinfection : solution anti-bactérienne active + UV-C
- Séchage : système ventilé et contrôlé

Durée du cycle : 60 mn

Livrée avec 1 recharge de 30 cycles

**PERFECT CLEAN  
 « NOUVELLE FORMULE »**  
 Réf. : AC HY PR7



Consulter la vidéo sur le site :  
[www.interson-protac.com](http://www.interson-protac.com)  
 rubrique vidéo



### RECHARGE PERFECT CLEAN



Recharge pour Perfect Clean. Solution anti-bactérienne et désinfectante qui dissout le cérumen. Durée de vie : environ 2 mois (soit 60 cycles)

**RECHARGE PERFECT CLEAN**  
 Réf. : AC HY PR8

## DÉSINFECTION, SÉCHAGE

### PERFECT DRY LUX



Dispositif électronique pour l'entretien et le rangement de tous types d'aides auditives. L'entretien est obtenu par association d'une désinfection UV-C 360°C et d'un séchage à air chaud pulsé. Cette association assure une élimination de 99% des bactéries. Branchement sur secteur ou USB.

Durée du cycle 30 mn.

**PERFECT DRY LUX**  
Réf. : AC HY PC<sub>5</sub>

## SÉCHAGE

### PERFECT DRY



Système de séchage électrique pour appareils auditifs étudié pour 2 contours avec embouts et plus. Température maxi de 40°. Ventilation homogène sans condensation. Branchement sur secteur.

Durée du cycle 2 heures.

**PERFECT DRY**  
Réf. : AC HY PC<sub>2</sub>